



ZENER_{S.R.L.}

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - PRODOTTI NATURALI

ZENER s.r.l. – www.zener-seab.it
Uffici commerciali - Via Ronchi, 30 - 20134 Milano – Italia
Tel. +39 0221597558 - Fax +39 0221597559
E-mail zener@aladata.it

Stabilimento produzione – Via Toscana, 2 – 20060 Vignate (MI)
CF/P.IVA/Reg.Imprese Milano 04697510156 – REA 1032393



MPH

MAGNETO PHORESIS (MPH) è un apparecchio per terapie informazionali e viene utilizzato per:


- aumentare l'assorbimento di prodotti naturali (omeopatici, fitoterapici) e di sintesi (cosmetici e farmaci)
- praticare la Mesoterapia Biofotonica (Biomesoterapia senza aghi) per una efficace regolazione biologica
- produrre soluzioni idroalcoliche caricate con segnali biofotonici (eccimeri)

MPH utilizza campi magnetici ELF (Extremely Low Frequency) costituiti da una portante sinusoidale modulata in ampiezza (informazione) dai segnali biofotonici dei prodotti memorizzati digitalmente nel palmare in dotazione (collegato a MPH).

E' possibile veicolare anche altri prodotti non precedentemente memorizzati utilizzando le modalità \uparrow e \downarrow



Onda portante
Sinusoidale

(veicolante)




Onda modulante

(informazione = segnale biofotonico)



Portante modulata

(segnale informazionale)



L'apparecchio dispone di un puntale che focalizza il campo informazionale su di un punto per trattare zone circoscritte (punti si Agopuntura, punti trigger, rughe, etc) e di un emettitore bobina per trattare zone più estese.

CAMPI DI UTILIZZO DI MPH

- medicina complementare (Biomesoterapia, Agopuntura)
- medicina estetica tradizionale e biologica
- cosmetologia
- fitobioenergetica
- tolleranze alimentari
- fisioterapia e terapia del dolore

CARATTERISTICHE TECNICHE MPH

- timer digitale a conteggio inverso
- manopola selezione modalità funzionamento (D, \uparrow e \downarrow)
- manopola selezione canale (CH1 e CH2)
- puntale emissione puntiforme
- bobina emettitrice / attivatrice prodotti
- ingresso segnali digitali da palmare
- alimentazione 220 volt – 50 Hz
- fusibile 400 mA
- dimensioni: 320 x 210 x 75 mm
- peso: 2,5 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE PALMARE

- modello ST-5_PDA con memoria SD contenente banca segnali biofotonici (sono disponibili varie biblioteche quali farmaci, omeopatici, fitoterapici, alimenti, cosmetici, etc) e programma di autoinstallazione